

Biora Lot 850

Typ Dentallot nach EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote

Farbe Gelb 

Indikationen Verbindungslot Gusslegierungen

Zusammensetzung Massenanteile in %

Gold	Au	72,00
Platin	Pt	2,00
Palladium	Pd	0,90
Silber	Ag	10,50
Kupfer	Cu	9,20
Zink	Zn	5,40

Technische Daten Arbeitstemperatur in °C 850
Schmelzintervall in °C 810 – 860



Hinweise Gebrauchsinformation beachten.

Rev. 3/23.09.2013

Biora Lot PF 800

Typ Dentallot nach EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote

Farbe Gelb 

Indikationen Verbindungslot Gusslegierungen

Zusammensetzung Massenanteile in %

Gold	Au	70,50
Platin	Pt	1,40
Iridium	Ir	0,10
Silber	Ag	6,50
Kupfer	Cu	13,00
Indium	In	5,50
Zink	Zn	3,00

Technische Daten Arbeitstemperatur in °C 780
Schmelzintervall in °C 690 – 800



Hinweise Gebrauchsinformation beachten.

Rev. 3/23.09.2013

CE 0123