

## Stahlgold Lot 930

**Typ** Dentallot nach EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote

**Farbe** Weiß 

**Indikationen** Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

**Zusammensetzung**  
Massenanteile in %

Gold	Au	79,80
Nickel	Ni	15,80
Zink	Zn	4,40

**Technische Daten** Arbeitstemperatur in °C 930  
Schmelzintervall in °C 880 – 930



**Hinweise** Gebrauchsinformationen beachten.  
Dieses Produkt enthält Nickel.

Rev. 3/23.09.2013

## Stahlgold Lot 750

**Typ** Dentallot nach EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote

**Farbe** Blassgelb 

**Indikationen** Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

**Zusammensetzung**  
Massenanteile in %

Gold	Au	42,00
Silber	Ag	24,40
Palladium	Pd	3,00
Iridium	Ir	0,10
Kupfer	Cu	16,50
Indium	In	7,00
Mangan	Mn	3,00
Zink	Zn	4,00

**Technische Daten** Arbeitstemperatur in °C 770  
Schmelzintervall in °C 670 – 770



**Hinweise** Gebrauchsinformation beachten.

Rev. 3/23.09.2013